

# Ultra-Gel

Detergente per cerchi

- **Concentrato**
- **Qualità professionale**

## Caratteristiche


- Rimuove lo sporco ambientale e i residui di frenata
- Scioglie residui di grasso e olio
- Pulisce autonomamente con indicatore di azione
- Gel ad alta efficacia
- Tensioattivi biodegradabili (completamente conformi all'Allegato III del Regolamento Detergenti).
- Privo di acidi e alcali

## Vantaggi di utilizzo

- Pronto all'uso
- Alta resa
- Delicato sui materiali
- Tempo di azione ottimale grazie alla formulazione in gel
- L'efficacia pulente è indicata visivamente
- Riduce il carico di lavoro

## Vantaggi di utilizzo

- Per la pulizia approfondita di cerchi in acciaio, alluminio, cromo ecc.
- Adatto anche per copricerchi



# Ultra-Gel

Detergente per cerchi

**Contenuto 500 ml**

N° art. 299 43 0500IT

**Contenuto 5 l**

N° art. 299 43 5000

Prodotti  
chimici vari

## Impiego

- Autoveicoli

## Utilizzo

Spruzzare **TecLine Ultra-Gel Detergente per Cerchi** in modo uniforme da una breve distanza su tutta la superficie. Dopo un tempo di azione di circa 5 minuti, il cambiamento di colore da blu a viola indica l'efficacia del prodotto. In presenza di sporco intenso, supportare l'azione detergente con una spugna o una spazzola. Successivamente, risciacquare accuratamente le superfici trattate con un getto d'acqua o un idropulitore.

## Indicazioni

- Non effettuare la pulizia sotto l'esposizione diretta al sole né su cerchi caldi.
- Testare preventivamente la compatibilità sui cerchi lucidati a specchio.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza!

## Accessori

|                                     | N° art.    |
|-------------------------------------|------------|
| Nebulizzatore a bassa press - 1,5 l | 299 2 160  |
| beko Spazzola manuale               | 901 1 160  |
| Rubinetto di erogazione - 5 l       | 299 43 509 |



## Dati tecnici

|                                  |                                                                   |                  |                  |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Base</b>                      | Tioglicolato con indicatore di reazione                           |                  |                  |                       |
| <b>Lavorabile</b>                | da +5° C a +30° C                                                 |                  |                  |                       |
| <b>Colore</b>                    | blu                                                               |                  |                  |                       |
| <b>Odore</b>                     | caratteristico del prodotto                                       |                  |                  |                       |
| <b>Valore PH</b>                 | ca. 8                                                             |                  |                  |                       |
| <b>Densità</b>                   | ca. 1,1 g/cm³                                                     |                  |                  |                       |
| <b>Conservazione</b>             | 24 mesi                                                           |                  |                  |                       |
| <b>Stoccaggio</b>                | a temperatura ambiente, non superiore a +25° C, in luogo asciutto |                  |                  |                       |
| <b>Contenuto/<br/>confezione</b> | Flacone nebulizzatore 500 ml                                      | 12 pezzi/cartone | 480 pezzi/pallet | N° art. 299 43 0500IT |
|                                  | Tanica 5 l                                                        | 2 pezzi/cartone  | 96 pezzi/pallet  | N° art. 299 43 5000   |
|                                  | Tanica 30 l                                                       | 1 pezzo/cartone  | 16 pezzi/pallet  | N° art. 299 43 0030   |

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.  
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com).  
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 04/2026 N° art. 299 43 0500 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup